

Produktdatablad Steppie

Materiale, både top og bund	PPco plast – polypropylen copolymer
Styrke	Steppie kan belastes med 200 kg.
Rengøring	Tør over med en tør eller fugtig klud og eventuelt tilsat en lille smule rengøringsmiddel.
Bortskaffelse	Kan bruges som granulat til ny plast. Eller afbrændes i affalds-forbrændingsanlæg, hvorved der kun frigøres CO ² og vand.
EU Designregistreringsnr.	2379677
US Patentdesign reg.nr.	US D736,549 S
Norsk Designregistreringsnr.	84345
Oprindelsesland	Danmark
Registrering som medicinsk udstyr	Klasse 1, Sundhedsstyrelsen
Garanti	Livstid
Vægt pr. stk.	2,25 kg
Mål pr. stk.	560x360x53 mm
Stk. pr. kasse	1 eller 5
Vægt pr. kasse	11,5 kg
Mål pr. kasse, 5 stk.	365x285x565 mm
Mål pr. kasse, 1 stk.	365x285x60 mm
Kasser pr. palle	4x2 kasser pr. lag = 8 x 3 i højden = 24 kasser á 5 stk. pr. palle. (120 styk pr. palle)
Stregkode, 5 styks kasse	5700002000712
Stregkode, ét styk kasse	5700002000729
Steppie ApS momsnr.	29823111
Toldtarifnr.	9403 70 00 90, møbler af plast

Brugsanvisning

På hver Steppie er der en aftagelig etiket med en QR-kode og hjemmesideadresse med detaljerede instruktioner.

De samme instruktioner er tilgængelige på hjemmesiden (video).

Utilsigtet påvirkning, sikkerhed og reklamation

I tilfælde af enhver form for utilsigtet påvirkning ved brug af Steppie, bedes dette meddelt forhandleren og videregivet til Steppie ApS.

Tilsvarende bedes ethvert spørgsmål om sikkerhed eller reklamation videregivet til Steppie ApS så hurtigt som muligt.

Over for Sundhedsstyrelsen er Steppie ApS forpligtet til at arkivere, og i særlige tilfælde rapportere, om sådanne begivenheder.